



IHC 服务项目

★ 样本处理

项目		单价	服务时间 (工作日)
固定 (组织/细胞)		20 元/样	2-4 周
包埋	组织	20-30 元/样	
	细胞	30-40 元/样	
切片	石蜡切片	15-35 元/样	
	冰冻切片 (已经固定好样本)	30-50 元/切片	
HE 染色		10 元/切片	
骨组织脱钙	EDTA 脱钙 (后期可做 IHC,IF)	50 元/个	
	硝酸脱钙 (快脱, 只能做普通 HE)	20 元/个	

★ 免疫组化/免疫荧光

项目		单价	全景扫描照片 (放大倍数 400×)	服务时间 (工作日)
IHC 预实验		260 元/指标		2-4 周
免疫组化	组织	50 元/标本	50 (白光扫片)	
	细胞爬片	200 元/张		
	芯片	200 元/张		
免疫荧光 (单色+DAPI)	组织	60 元/张	80 元/切片	
	细胞爬片	200 元/张		
	芯片	300 元/张		
多重免疫荧光 (双色+DAPI)	组织	80 元/张	100 元/切片	
	细胞爬片	300 元/张		
	芯片	400 元/张		
★ 圣尔特色服务 多色免疫光放大技术 TSA	TSA 单标+DAPI	80 元/切片	80 元/切片	
	TSA 双标+DAPI	150 元/切片	100 元/切片	
	TSA 三标+DAPI	350 元/切片	150 元/切片	
	TSA 四标+DAPI	600 元/切片	300 元/切片	
	TSA 五标+DAPI		600 元/切片	
	TSA 六标+DAPI		700 元/切片	
分析	50 元/切片/指标			

服务须知

- 固定好的组织、组织切片、细胞爬片、包埋好的蜡块组织；对于石蜡包埋的组织、活检手术切除标本应在 2 小时内取材或固定，避免组织自溶及抗原变性等影响免疫组化效果。
- 一抗和不常见二抗由客户自行购买或在圣尔购买

3. 以上价格是石蜡切片基础报价，客户需提供一抗。所有正式实验开始之前，需要组化验证一下抗体最佳稀释比例及在样本中是否表达。
4. 由于科学实验的不确定性，实验结果不一定与客户预期一致，我们保证实验结果的真实准确性，但是对结果是否符合预期不做承诺。圣尔生物保证结果准确可信。
5. 客户应对所提供的材料及信息负责，因样本及信息问题而引起的实验延迟或经济损失由客户方承担。